

研究参加のご同意をいただいた方へ


次回ご来局日までに、スマホアプリ『FreeStyle リブレ Link』を
普段使うご自身のスマートフォンにダウンロードしておいてください

※ アプリの使用には NFC(おサイフケータイ機能)のあるスマホが必要です


1 アプリストアで検索するか QR コードからアプリをダウンロード。



アプリを立ち上げ、「今すぐ始めましょう」をタップ




お住いの国が「日本」であることを確認。利用規約・プライバシーポリシーを確認する。



メールアドレス、氏名・生年月日等を入力(アカウント作成の完了)



□ レポートの設定 → 70~180 mg/dL
□ 炭水化物量の単位 → グラム



左上のメニューをタップし、「LibreView」の医療プラクティス連携を設定する。(医療プラクティス ID: 12121212)